



# Kenomix<sup>TM</sup>

JUST SHAKE IT!


- ▶ Heel laag verbruik
- ▶ Opvallende kleur
- ▶ Zacht voor de huid
- ▶ Langdurige stabiliteit



## Totale bescherming van de spenen!

Om in het strikt uitgeselecteerde gamma van Keno<sup>™</sup>-dipmiddelen te kunnen passen is speendesinfectie zonder irritatie van essentieel belang. CID LINES ontwikkelde een nieuwe en perfecte combinatie tussen sterke speendesinfectie en totale speenverzorgende eigenschappen: Keno<sup>™</sup>mix!

Keno<sup>™</sup>mix is een krachtig en langwerkend nabehandelmiddel voor de desinfectie en bescherming van de spenen. Dit dipmiddel op basis van chloordioxide wordt in situ aangemaakt door het mengen van Keno<sup>™</sup>mix met Keno<sup>™</sup>mix Activator. "Just shake it..."



Keno<sup>™</sup>mix laat een zeer duidelijke blauwgroene film op de spenen. De uitgekende viscositeit van Keno<sup>™</sup>mix zorgt voor een perfecte afsluiting van het slotgat, voor een optimale afsluiting van het speenkanaal.

Keno<sup>™</sup>mix druipet bovendien niet en is zeer economisch in gebruik door een nooit gezien laag verbruik in vergelijking met andere barrière dipmiddelen! Het gemiddeld verbruik van Keno<sup>™</sup>mix op het melkveebedrijf bedraagt slechts 2,5 L per koe per jaar!

## Langdurige stabiliteit = langdurige activiteit




1 uur na Keno<sup>™</sup>mix te mengen met Keno<sup>™</sup>mix Activator, produceert de gebruiksklare oplossing een chloordioxide met een gemiddeld gehalte van 0,0157% w/w en blijft stabiel en gebruiksklaar gedurende 26 dagen.

Keno<sup>™</sup>mix werd speciaal ontwikkeld om een langdurige en doeltreffende stabiliteit te garanderen enkel door chloordioxide. Geen enkel andere actieve stof dient hiervoor toegevoegd te worden aan Keno<sup>™</sup>mix om de doeltreffendheid te garanderen.

## Hard voor micro-organismen, zacht voor de huid

Het eerste dipmiddel op basis van chloordioxide zonder agressiviteit voor de speenhuid is geboren! Keno<sup>™</sup>mix gaat zelfs verder en garandeert een speenconditie verbetering dankzij een hoog gehalte (10%) aan huidverzachtende bestanddelen. Dit verzekert een uitstekende speenconditie bij gebruik van Keno<sup>™</sup>mix.



## Testresultaten en 1656

### EN 1656 test over bactericide werking in aanwezigheid van melk

*Staphylococcus aureus*

*Streptococcus uberis*

*Escherichia coli*

## Just shake it !



1  
Neem uit



2  
Mix en schud



3  
Wacht 1 uur



4  
Dip

Verwijder vervuilde of besmette dipbeker. Gebruik steeds een zuivere dipbeker. Bewaar in originele, goed afgesloten verpakking. Bescherm tegen vorst. Meng niet met andere producten dan Keno<sup>™</sup>mix Activator.

## Compatibel met The Pure Dipper

Contacteer uw CID LINES verdeler voor meer info.



**WE  
MAKE  
HYGIENE  
WORK**

**Hygiene is health.** We geloven dat hygiëne leidt tot een betere gezondheid doorheen het volledige proces van boer tot bord. Bij CID LINES zorgen we ervoor dat hygiëne juist wordt toegepast. We combineren 360° oplossingen met advies op maat. Zo helpen we onze partners focussen op wat belangrijk is: hun bedrijf winstgevend, duurzaam en vooral gezond te houden. Omdat hygiëne leidt tot een betere gezondheid wat op z'n beurt leidt tot een betere gezondheid voor alles en iedereen.